


DESOGERME MICROSECT

gamme désinfectants

DÉSINFECTANT INSECTICIDE CONCENTRÉ 2 EN 1



- **Très large spectre : Bactéricide, fongicide, sporicide et virucide.**
- **Insecticide polyvalent.**
- **Facile d'emploi : une seule formulation pour un traitement complet.**
- **Très économique : utilisation de 2% à 5%.**
- **Thermonébulisable.**
- **Exempt de formol, phénol, chlore et peroxyde.**
- **Combinaison de 4 matières actives.**
- **Testé efficace sur le virus de la grippe aviaire à 0,2%.**
- **N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 36005/36006.**
- **Usages biocides autorisés : TP2 hygiène publique, TP18 insecticide.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Liquide limpide, incolore avec une odeur caractéristique.
- Non classé inflammable.
- Densité à 20°C : 0,96 ± 0,02.
- pH de la solution concentrée : 3,3 ± 0,5. pH neutre aux doses d'emploi.
- Composition : Chlorure de didecyl dimethyl ammonium 2,8% ; Chlorure d'alkyl dimethyl benzyl ammonium 10% ; Glutaraldehyde 10% ; Permethrine 3,22%.
- Bactéricide à très large spectre : bactéries Gram + et Gram -, mycobactéries, listéria... , Fongicide moisissures et levures, Virucide H.C.C., Talfan, Newcastle, Myxomatose, peste porcine H1N1 et bactériophages.
- Répond aux Normes bactéricide, fongicide, sporicide et virucide **NFT 72181, EN 1276, EN 1650** (de 0,25 à 2%).
- Insecticide polyvalent, efficace contre insectes volants et rampants (effet "kill" important sur la mortalité des insectes).
- L'activité insecticide se fait par contact ou par ingestion.
- Actif en présence d'eau dure et de matières organiques.
- **DESOGERME MICROSECT** est un biocide utilisé pour les usages PT02 (désinfectant polyvalent) et PT18 (insecticides).

- Le produit est classé corrosif ; dilué à la dose maximale d'utilisation, il ne fait l'objet d'aucun classement selon la directive 1999/45/CE.
- Eviter de rejeter le produit concentré dans l'environnement (utiliser la totalité aux doses préconisées). Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :

- Nettoyage préliminaire avec **AXIS HYGIENET NF, N ou DNM**.
- Désinfection et désinsectisation par aspersion ou trempage avec machine à pression, Atomist... sur murs, sols, véhicules, matériels divers.
- Doses d'utilisation : 2% désinfection totale et désinsectisation préventive. A 5%, désinfection totale et désinsectisation standard. Si possible, ne pas rincer pour avoir une meilleure rémanence.
- Pédiluves, rotoluves : renouveler 1 fois/semaine.
- Thermonébulisation : 1,5 ml/m³, contact pendant 4 h.