


DESOGERME MICROSECT P150 & P750 - *gamme hygiène*

AÉROSOL AUTO-PERCUTABLE DÉSINFECTANT INSECTICIDE 2 EN 1



- **Très large spectre : Bactéricide, Fongicide et Virucide.**
- **Désinfection d'atmosphère et surfaces pour bâtiments, silos...**
- **Insecticide polyvalent (volants, rampants, acariens).**
- **Aérosol auto-percutant : rapide et facile d'emploi.**
- **Très économique : gain de temps, traite de 150 jusqu'à 750 m³.**
- **Ne nécessite aucun matériel d'application.**
- **Exempt de formol, phénol, chlore et peroxyde.**
- **Combinaison de 4 matières actives.**
- **N° d'inventaire au Ministère de l'environnement : 50221/50222.**
- **Usages biocides autorisés : TP2 hygiène publique, TP3 élevage et TP18 insecticide.**

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES : **SECURITE / ENVIRONNEMENT :**

- Liquide limpide, incolore, avec une odeur alcoyle de pin.
- Produit un microbrouillard germicide insecticide.
- Aérosol disponible en 150 ml ou gros volume 750 ml percutable.
- Evaporation rapide.
- Solution alcoolique de différents composés organiques, microbicides synergisés et insecticides pyréthrinoïdes.
- N'attaque pas la plupart des plastiques ni les métaux (inox, aciers, cuivre, laiton, aluminium).
- Contient 2,8 g/kg de polyhexaméthylène biguanide, 3,5 g/kg de Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl ammonium, 5 g/kg de Perméthrine et 1 g/kg de Cyperméthrine.
- Bactéricide à large spectre : Gram +/- (Pseudomonas, Staphylocoque Aureus, E.coli, Enterococcus Hirae, legionella, bacille tuberculeux).
- Fongicide : moisissures, levures, (Candida albicans, Aspergillus niger).
- Virucide (HIV, bactériophages, polio, PVX, virus de la vaccine, adénovirus grippal (référence H1N1)).
- Conforme aux normes AFNOR et Européennes : NFT 72-300, 72-301, 72-281, 72-180, 72-181 et EN 1650, 1040, 1276.
- Insecticide testé sur : blattes, cafards, guêpes, frelons, fourmis, araignées, mouches, moustiques, puces, punaises de lit, mites, poux, ténébrions...
- L'activité insecticide se fait par contact ou par ingestion.
- **DESOGERME MICROSECT P150 & P750** est un biocide utilisé pour les usages PT02 (désinfectant polyvalent) PT03 (élevage) et PT18 (insecticides).

- Extrêmement inflammable.
- Dangereux : respecter les précautions d'emploi.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Usage réservé aux professionnels.

MODE D'UTILISATION :

- Avant traitement et pour une efficacité de désinfection optimale, le bâtiment doit être nettoyé.
- Fermer les fenêtres, portes du bâtiment.
- Placer l'aérosol au centre de la pièce ou du bâtiment à traiter, puis percuter en ayant pris soin de sortir denrées alimentaires, d'éteindre toute source électrique de lumière et de chaleur (lampes, radiants...).
- Surélever l'aérosol en cas de hauteur de plafond > 3m.
- Un aérosol **P150** traite 150 m³ (2 aérosols 300 m³...).
- Un aérosol **P750** traite 750 m³ (2 aérosols 1 500 m³...)
- Sortir de la pièce.
- Attendre minimum 30 mn pour une désinfection complète puis ventiler.
- **REMARQUE** : pour les plus petits volumes, il est possible de presser légèrement le diffuseur de l'aérosol, sans le percuter, comme un aérosol normal.