

PARASECT ULTRA - Gamme insecticides

INSECTICIDE CONCENTRÉ SPÉCIAL EFFET CHOC



- **Efficace sur tous types d'insectes (volants, rampants et acariens).**
- **Effets choc et rémanent (jusqu'à 8 semaines).**
- **Double action par ingestion et par contact.**
- **Economique (utilisation à partir de 2%).**
- **Formule riche composée de 2 pyréthrinoïdes de classes différentes (Imiprothrine pour l'effet choc et Permethrine pour la rémanence).**
- **Thermonébulisable.**
- **Actif sur mouches, moustiques, cafards, ténébrions, poux rouges, acariens, araignées, fourmis...**
- **N° d'enregistrement au Ministère de l'environnement : 54264.**

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

- Liquide, jaunâtre, limpide, odeur solvantée.
- Matières actives :
 - Imiprothrine (CAS 72963-72-5) 20 g/L,
 - Permethrine (CAS 52645-53-1) 50 g/L,
 - Géraniol (CAS 106-24-1) 1 g/L.
- Densité à 20°C : 0,90 ± 0,02.
- Point d'éclair (vase clos Setaflash) : > 60°C .
- Forme une émulsion blanche avec l'eau.
- Miscible dans la plupart des solvants organiques.
- Solution solvantée à base d'insecticides à effet foudroyant et rémanent, d'un émulgateur.
- Insecticide polyvalent.
- Actif sur insectes volants et rampants : blattes, cafards, guêpes, frelons, fourmis, araignées, mouches, ténébrions, moustiques, puces, punaises de lit, mites, poux, poux rouges, poissons d'argent.
- Actif par ingestion et par contact.
- Effet choc, suivi d'effet rémanent (jusqu'à 8 semaines). Aucun dépôt visible ne subsiste après traitement.
- La solution diluée de **PARASECT ULTRA** dans l'eau ne se conserve pas.
- **PARASECT ULTRA** est un biocide utilisé pour l'usage PT 18, insecticides.

SECURITE / ENVIRONNEMENT :

- Classement H317/H319/H400/H410.
- Eviter d'inhalier les vapeurs.
- Porter les équipements de protection adaptés.
- Pulvérisable sur les parois en présence des animaux. Les mangeoires et abreuvoirs traités doivent être rincés à l'eau.
- Conserver le produit dans son emballage d'origine.
- Respecter les doses d'emploi.
- Eviter de rejeter l'emballage l'environnement.
- Faire retraiter l'emballage par un prestataire agréé.
- Produit à usage professionnel.

MODE D'UTILISATION :

- Diluer 2 à 4L de **PARASECT ULTRA** dans 50L d'eau pour couvrir 300 m² : la solution diluée doit être utilisée rapidement (ne se conserve pas). Utilisable à 2% en thermonébulisation.
- Pulvérisation à l'aide d'un appareil à jet directionnel sous les parois des locaux à désinsectiser, jusqu'à léger écoulement.
- Laisser sécher. Pour avoir un meilleur effet rémanent, éviter l'utilisation de détergent sur les surfaces traitées après application.